

ANVISNINGAR FÖR ISÄRTAGNING AV DELTA-INSTRUMENT



9084.10.410



9084.10.410

Kurverad djupmätare, 4 delar

Tillhör set för benskruv 9084.21.000



RENGÖRINGSINSTRUKTION FRÄSHANDTAG

FRÄSHANDTAG ART. NR. 9055.28.820

TILLHÖR GALLER 9055.29.00



Demontera handtaget genom att föra av den vita plasthylsan (A) från metaldelen (B).
Detta görs genom att dra/föra plasthylsan ner mot toppen av metaldelen



Plasthylsan (A) och metallstången (B) lägges isär i därför avsedd diskorg.



9055.60.750

Påputtare - 2 delar

Ingår i instrumentarie Delta Double Mobility 9055.65.00



9055.60.100

Instrument för monering av mobil liner/huvud i 5 delar

Ingår i instrumentarie Delta Double Mobility 9055.65.00



130-163/90
HAMMARE I 2-DELAR

Tillhör set 9055.50.000



9055.51.015

Cupinslagare

Tillhör set 9055.50.000



Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta

LINK Sweden

tel: 08-544 103 80

eller

din LINK-representant