

Manschetter och tillbehör



For better care!

LINK® 

Hpm™

Hpm™ Tourniquet manschetter, engångs







- ETO Steriliserade
- 2 m lång slang tillverkad av TPU
- Rak och konisk
- Fria från latex
- Brett sortiment
- Färgkodade
- Anpassad strumpa inkluderad
- CPC male som standard
- Mjuk och lätt att applicera
- Tillverkade i material av hög kvalitet

Enkla engångsmanschetter

Art. no.		Total längd (cm)	Bredd (cm)	Antal/fp	Antal/trsp.fp
15-110		30	8	10	40
15-120		38	10	10	40
15-130		46	10	10	40
15-140		61	10	10	40
15-150		76	13	10	40
15-160		86	13	10	40
15-180		109	13	10	40

Hpm™ Tourniquet manschetter, engångs

Enkla koniska engångsmanschetter











Art. no.	Total längd (cm)	Bredd (cm)	Antal/fp	Antal/trsp.fp
75-140 	61	10	10	40
75-150 	76	10	10	40
75-160 	86	11	10	40
75-170 	109	13	10	40



Hpm™ Tourniquet manschetter, autoklaverbara

- Många olika storlekar både enkla och dubbla manschetter.
- Tål både autoklivering och tvätt.
- Ingen risk för latexallergi.
- Kardborreband och rem med plastklämma för ökad säkerhet.

Enkla autoklaverbara manschetter

Art. nr.		Total längd (cm)	Bredd (cm)	Antal/fp	Antal/trsp.fp
35-100		39	4	1	1
35-110		47	6	1	1
35-115		51	10	1	1
35-120		53	8	1	1
35-130		65	12	1	1
35-140		78	12	1	1
35-145		86	14	1	1
35-150		93	13	1	1
35-160		102	13	1	1
35-170		128	13	1	1

Hpm™ Tourniquet manschetter, autoklaverbara



Dubbla autoklaverbara manschetter

Art. no.	Total längd (cm)	Bredd (cm)	Antal/fp	Antal/trsp.fp
45-90	31	7	1	1
45-100	41	7	1	1
45-105	46	10	1	1
45-110	50	10	1	1
45-120	67	17	1	1
45-130	82	17	1	1
45-140	100	17	1	1
45-150	125	17	1	1



För mer information och priser:



Link Sweden AB
Företagsallén 14 B
184 40 Åkersberga
Tel: 08 544 103 80
E-post: order@linksweden.se
www.linksweden.se

I samarbete med:



Hammarplast Medical AB
Box 2069, SE-351 02
Lidköping, Sweden
Besöksadress: Kartåsgatan 8
SE-531 02 Lidköping, Sweden

Tel. +46 (0)510 618 80

E-mail. info@hpm.se

Website www.hpm.se