

Manschetter, sterila



For better care!

LINK 

Hpm™

Hpm™ Tourniquet manschetter, engångs







- ETO Steriliserade
- 2 m lång slang tillverkad av TPU
- Rak och konisk
- Fria från latex
- Brett sortiment
- Färgkodade
- Anpassad strumpa inkluderad
- CPC male som standard
- Mjuk och lätt att applicera
- Tillverkade i material av hög kvalitet

Raka engångsmanschetter

Art. no.		Total längd (cm)	Bredd (cm)	Antal/fp	Antal/trsp.fp
15-110		30	8	10	40
15-120		38	10	10	40
15-130		46	10	10	40
15-140		61	10	10	40
15-150		76	13	10	40
15-160		86	13	10	40
15-180		109	13	10	40

Hpm™ Tourniquet manschetter, engångs

Koniska engångsmanschetter

Art. no.		Total längd (cm)	Bredd (cm)	Antal/fp	Antal/ trsp.fp
75-140		61	10	10	40
75-150		76	10	10	40
75-160		86	11	10	40
75-170		109	13	10	40

För mer information och priser:



Link Sweden AB
Företagsallén 14 B
184 40 Åkersberga
Tel: 08 544 103 80
E-post: order@linksweden.se
www.linksweden.se

I samarbete med:



Hammarplast Medical AB
Box 2069, SE-351 02
Lidköping, Sweden
Besöksadress: Kartåsgatan 8
SE-531 02 Lidköping, Sweden